

Neue Filler-Technologien

Sanftes Lifting und Volumenaufbau

Den optimalen Einsatz von nichtanimalischer Hyaluronsäure zur Wiederherstellung und Modellierung von Gesichtskonturen erläutert Dr. med. Wolfgang Redka-Swoboda, Donauwörth, in einem Workshop.

In der Einleitung wird dieser Workshops eine kurze Auffrischung zum Thema Filler beinhalten. Aufbauend darauf wird als Schwerpunkt „Sanftes Lifting und Volumenaufbau“ detailliert behandelt werden. In diesem Rahmen wird der neuste injizierbare Filler der Reihe Teosyal® vorgestellt: Teosyal® Ultimate.

Volumenaugmentation harmonisiert das Gesicht

Der neue Filler ist ein viskoelastisches Gel, welches aus retikulierter, steriler, apyrogener, transparenter und quervernetzter Hyaluronsäure nicht-

animalischen Ursprungs besteht. Es wurde speziell entwickelt, um das Gesicht durch Volumenaugmentation zu harmonisieren und Konturen wiederherzustellen. Hierzu gehört besonders die Akzentuierung des Wangenknochenbereiches, das Auffüllen der Wangen bei beispielsweise Lipodystrophie oder die Konturierung der Kinnlinie und Augmentation des Kinns.

Die Korrektur von tiefen, mimischen Gesichtsfalten oder Gewebsdefekten ist dabei selbstverständlich mit beinhaltet. Die Injektionstiefe des neuen Fillers richtet sich nach der Indikation, wobei die Injektionstiefe von sub-

kutan bis hin zu einer supraperiostalen Applikation erfolgen kann.

Injektionstechniken für diverse Gesichtspartien

Schritt für Schritt werden wichtigen Aspekte und Möglichkeiten der Gesichtsmodellierung aufgezeigt und Injektionstechniken für verschiedene Gesichtspartien vorgestellt.

Dazu gehören neben der Analyse des Gesichts und der Injektionsareale u.a. die Produktwahl aus der Teosyal®-Reihe, die Grenzen und Risiken der Gesichtsaugmentation mit Hyaluron unter besonderer Berücksichtigung

der anatomischen Strukturen sowie die Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten mit anders vernetzten Produkten der selben Reihe.

Der Theorie folgend wird im Zuge einer Live-Demonstration mit professioneller Kameraübertragung an Probanden die Wiederherstellung von Gesichtskonturen, die Harmonisierung des Gesichts durch Augmentation sowie die sofortige Korrektur von tiefen Hautfalten präsentiert. Außerdem werden Varianten erläutert, um eine symmetrische und perfekte Modellierung des Gesichts zu erreichen. Ziel des Workshops ist es, die minimalinvasiven Behandlungsmöglichkeiten der Veränderungen des alternen Gesichtes wie beispielsweise des Verlusts von Fettgewebe mit den monophasischen Produkten der Filler-Reihe zu demonstrieren. ve ♦



Dr. med. Wolfgang Redka-Swoboda

„Schritt für Schritt werden wichtige Aspekte und Möglichkeiten der Gesichtsmodellierung aufgezeigt.“



Wangenaugmentation vor ...



... und nach der Filler-Injektion

Adtop Creme

„Mama findet sie pflegend. Ich bin froh, dass sie nicht klebt!“



Zur Pflege trockener Haut mit Neurodermitis-Neigung

- bildet atmungsaktiven Schutzfilm auf der Haut, der nicht klebt
- beugt Rauigkeit und Hautjucken vor
- ideal zur täglichen Pflege empfindlicher Kinderhaut
- auch im Rahmen der Intervall-Pflege bei Neurodermitis geeignet

Neu-Design von DERMATEST Adtop Creme

DERMASENCE
MEDIZINISCHE HAUTPFLEGE

P & M Cosmetics GmbH & Co. KG, 48291 Telgte



Übersichtliches und klar strukturiertes Ordnungssystem

IsoGalen® 10 mg und 20 mg von GALEN

Isotretinoin-Verordnung einfacher gemacht

Zur Therapie der schweren, konventionell ausgethierten Akne stellt die GALENpharma GmbH ab sofort ein orales Isotretinoin-Produkt mitsamt einem durchdachten Dokumentationssystem zur Verfügung.

Die beiden Produkte IsoGalen 10 mg und 20 mg werden in den Größen 30, 50, 60 und 100 Kapseln angeboten. Damit ist für jeden Patienten, jede Patientin die ideale Verordnung möglich. Im Rahmen der Einführung hat das Unternehmen sehr viel Wert auf besonders übersichtliche und klar strukturierte Informations- und Dokumentationsunterlagen gelegt. Entwickelt wurde dafür ein spezielles Ordnungssystem, das sowohl die Infomaterialien für Patienten enthält, in dem aber auch

die vom Arzt zu dokumentierenden Unterlagen übersichtlich abgelegt werden können.

Das Ordnungssystem besteht aus einem Schubler zur Aufbewahrung, zwei Stehsammlern und einem Ordner. Die Stehsammler enthalten alle notwendigen Informations- und Dokumentationsbroschüren in ausreichender Anzahl. Alle Broschüren sind im DIN-A4-Format angelegt – dies dient sowohl der Übersichtlichkeit als auch der einfacheren Handhabung. Der Ordner enthält die notwendigen Register und gewährleistet so ein schnelles Ablegen und Wiederauffinden der zu dokumentierenden Patientendaten.

GALENpharma GmbH
24109 Kiel
Tel.: (04 31) 5 85 18 - 0
Internet: www.galenpharma.de

MARKT